



Scaunul cu roțile este destinat persoanelor imobile sau persoanelor cu mobilitate redusă și poate fi condus chiar de pacient folosind un cerc metalic suplimentar sau cu o persoană însoțitoare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a utiliza produsul. După despachetarea căruciorului, asigurați-vă că ambalajul conține toate piesele necesare.
- Verificați toate piesele pentru deteriorare înainte de utilizare. În acest caz, nu utilizați produsul, dar contactați furnizorul dumneavoastră pentru instrucțiuni suplimentare. În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb originale părți.
- Puteți consulta un medic sau terapeut pentru setarea și utilizarea corectă a scaunului cu roțile.
- Păstrați căruciorul ambalat la o distanță suficientă de sursele de căldură.
- Durata de viață a scaunului cu roțile este definită de uzura pieselor.
- Acordați o atenție deosebită prezenței pieselor în mișcare care ar putea provoca blocarea sau leziuni ale membrelor sau degetelor.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să opereze scaunul cu roțile.
- Când ridicați sau mutați căruciorul, nu îl țineți de părți detașabile.

DESCRIEREA GENERALĂ A PIESELOR

A - Construcție

B - Cheie de asamblare

C - Suporturi detașabile pentru picioare cu înălțători



MONTARE ȘI DEMONTARE

Design și conținutul unui scaun cu roțile



Obr. 1



Obr. 2

- Prindeți cotierele și împingeți-le, apoi împingeți scaunul în jos până când este cărucior complet deschis (Fig. 1).

- Ridicați scaunul mai brusc, punând mâna sub scaun și apropiind crucea dublă structura, căruciorul se închide (Fig. 2).

Conectarea / plierea (extinderea) cotiera

- Așezați cotiera pe spate, apoi pliați-o înainte și glisați-o în față suport (fig. 3).

- Dacă doriți să extindeți (desfaceți) cotiera, deblocați-o apăsând pe pârghia de plastic cu un arc în față pentru a-l elibera, apoi răsturnați-l și împingeți-l în spatele scaunului suport din plastic (fig. 4).



Fig. 3 Fig. 4

Conectarea/demontarea suporturilor pentru picioare



Fig. 5

- Conectați suportul pentru picioare cu ridicătorul de structura căruciorului prin eliberarea pârghiei de siguranță din partea sa superioară și introducerea suportului pentru picioare în știfturile de suspensie de pe structura căruciorului. Apoi împingeți suportul pentru picioare în jos până când se fixează cu un clic, îl întoarceți înainte în poziția corectă și îl fixați cu pârghia. Repetați procedura pe cealaltă parte.

- Pentru a scoate suportul pentru picioare, împingeți pârghia de blocare din cadrul căruciorului, apoi rotiți-l spre exterior și ridicați suportul pentru picioare de la știfturile balamalei.

Reglarea înălțimii suporturilor pentru picioare

Pentru a regla înălțimea suporturilor pentru picioare, deblocați pârghia de siguranță din partea inferioară deasupra ridicătorului de plastic și împingeți știfturile, glisați tubul în orificiul dorit, știfturile se vor potrivi automat în orificii. În cele din urmă, blocați din nou cu pârghia de siguranță (Fig. 6).



Obr. 6

Înainte de folosire

- Verificați cadrul să nu fie deteriorat. Verificați structura pentru fisuri și rugină, astfel încât să fie utilizarea în siguranță a căruciorului.
- Verificați instalarea corectă a dispozitivului, ținând cont de amplasarea corectă a roților din spate.
- Verificați dacă scaunul este complet deschis. Dacă nu este, împingeți scaunul ferm în jos cadru scaunului.
- Verificați dacă frânele de presiune de pe roțile din spate funcționează corect.

UTILIZAREA

Urcarea într-un scaun cu rotile

1. Așezați scaunul cu rotile cât mai aproape de persoană.
2. Blocați roțile. Vă recomandăm să scoateți cotiera pentru a ușura pacientul să urce în scaunul cu rotile.
3. Rezemați-vă de cadru cu mâinile și coborâți-vă încet spre scaun.

Coborârea din scaunul cu rotile

1. Așezați căruciorul cât mai aproape de partea laterală a scaunului (patului) în care pacientul dorește să se deplaseze.
2. Blocați roțile. Recomandăm scoaterea cotiera pentru un transfer mai ușor al pacientului dintr-un scaun cu rotile.
3. Mutați greutatea corpului pe scaunul în care doriți să vă mutați.

Scări și diferențe de înălțime

Depășirea unui obstacol - alpinism

Așezați căruciorul la bordura trotuarului în care doriți să mutați căruciorul. Înclinați scaunul cu rotile pe roțile din spate apăsând mai tare pe elementele de ridicare situate pe spatele scaunului cu rotile sub spătar. Roțile din față se ridică și le poți pune pe bordură. Înclinați structura înainte și ridicați partea din spate a camionului pe bordură.

Depășirea unui obstacol - coborâre

Când coborâți de pe un obstacol, efectuați procedura opusă. Poziționați partea din spate a căruciorului în apropierea capătului trotuarului sau a unei alte diferențe de înălțime, țineți mânerul roților din spate și apoi depășiți încet obstacolul. Nivelati căruciorul pe roțile din spate, astfel încât roțile din față să poată fi ridicate cu ușurință și să termine ușor coborârea.

Atenție: Vă recomandăm să folosiți această metodă numai în cazul unui obstacol mai mic de 10 cm.

Utilizarea cotierei

Cotiera poate fi pliată sau îndepărtată prin deșurubarea tuturor șuruburilor. Scoaterea spătarului - această funcție este utilă pentru a urca sau a coborî din scaunul cu roțile. Pentru a rabata spătarul, apăsați pur și simplu maneta de eliberare și apoi întoarceți-vă spre pârghia de eliberare din spate.

Utilizarea roților de 62 cm

Utilizați roțile din spate cu diametrul de 62 cm atunci când doriți să controlați singur scaunul cu roțile. Prinde cercuri de pe roți și mișcă-te în direcția dorită.

Transport

Căruciorul a fost conceput pentru a fi ușor de transportat. Dacă cotiera și suportul pentru picioare sunt îndepărtate, aceasta poate fi pliată și așezată cu ușurință în portbagajul mașinii. Dacă acest lucru nu este posibil, așezați căruciorul pe bancheta din spate a mașinii astfel încât să fie stabil și să nu poată aluneca sau aluneca. Fixați scaunul cu roțile cu centura de siguranță.

Întreținere

Cărucioarele necesită întreținere de bază și regulată, mai jos sunt verificările care trebuie efectuate la intervale regulate:

- sistem de frânare - 1 x pe lună
- curățarea scaunelor - după cum este necesar

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Husa și tapițerie

Husa și tapițeria sunt realizate din nailon. Curățați cu apă caldă și săpun.

Construcții și piese metalice

Curățați cu apă caldă și săpun. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată pentru a evita zgârierea stratului.

Frâne și roți

Curățați roțile cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că roțile și frânele sunt uscate înainte de a utiliza din nou, deoarece este periculos să folosiți un scaun cu roțile cu roțile ude.

Dezinfectare

Dacă trebuie să dezinfecțați căruciorul, utilizați un dezinfectant uniform.

Avertisment: Nu utilizați solvenți și agenți de curățare abrazivi pentru curățare.

LICHIDARE

În caz de eliminare, nu folosiți un container pentru deșeurile municipale. Vă recomandăm să aruncați căruciorul în zonele adecvate desemnate pentru eliminare prin reciclare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni



CP300-50																
CP300-55	118	87	48	92	76	52	59	50	63							
CP300-60								55	39	68	52	26	62	20	-	200
								60		73						

Lungime totală	118 cm
Lungime fără suport pentru picioare	87 cm
Lungimea scaunului	48 cm
Înălțimea căruciorului	92 cm
Înălțimea de la sol până la cotiere	76 cm
Înălțimea scaunului de la sol	52 cm
Lungime de la scaun la suport pentru picioare	59 cm
Lățimea scaunului	55 cm /60 cm
Înălțimea spătarului	39 cm
Lățimea totală	73 cm
Lățimea căruciorului când este pliat	52 cm
Greutatea căruciorului	26 kg
Diametrul roții din spate	62 cm
Diametrul roților din față	20 cm
Diametrul roților auxiliare	nu contin
Capacitate maximă	200 kg

Specificații tehnice

- Capacitate maximă a căruciorului: 200 kg
- Diametrul roților din față: 20 cm
- Diametrul roților din spate: 62 cm
- Material material: nailon
- Rezistența la aprindere: husa și materialele de tapițerie folosite au fost tratate cu metodele specificate în directiva EN1021-1/2
- Standarde de referință: EN12183
- Temperatura mediului / temperatura de funcționare: -20 °C / + 40 °C
- Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, ferit de surse de căldură precum lumina soarelui (temperatura recomandată între +10°C și +40°C)

GARANȚIE

În cazul defectelor de fabricție produsul are o garanție pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției, sub rezerva excluderilor și limitărilor posibile menționate mai jos. Această garanție este nulă în caz de utilizare necorespunzătoare, abuz sau modificare a produsului și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Consultați manualul de utilizare pentru utilizarea corectă a acestui produs.

Producătorul nu este responsabil pentru daune, vătămări corporale sau orice altceva cauzat în legătură cu instalarea și/sau utilizarea incorectă a dispozitivelor care nu sunt strict în conformitate cu instrucțiunile date în manualele de instalare, asamblare și utilizare.

Garanția producătorului nu acoperă daunele rezultate din:

Dezastre naturale, întreținere sau reparație neautorizată, daune din cauza problemelor cu alimentarea cu energie (dacă este necesar), utilizarea de piese sau componente nefurnizate de producător, nerespectarea instrucțiunilor și a manualelor de utilizare, avarii în timpul transportului (diferite de transportul original) sau în caz de întreținere insuficientă. Garanția nu acoperă uzura anvelopelor.